

LN₂ Cryopreservation

질소 보관 장치

Locator™ Plus System

최대 6,000개까지의 시료를 효율적인 LN₂ 사용량으로 보관할 수 있습니다.

주요 특징

- 뛰어난 온도 균일성: 용기에 남아 있는 액화 질소가 2"(5cm)보다 작은 경우에도 -180°C 미만에서 시료 보관
- 액화 질소가 안전 범위 이하로 떨어졌을 때 청각 경보, 원격 모니터링을 위한 알람 제공 (Level 모니터 사용시)



Cat.no.	Ultrasonic Level Monitor	LN2 Capacity (Liters)	Rack Per Unit	Box Capacity Per Rack	2mL vials Per Box	2mL Vial Capacity (full unit)	Static Evaporation Rate'(L/day)	Neck Diameter (cm)	Exterior Dimensions DxH(cm)	Shipping Weight	Regulatory Listings
Locator Jr PLUS											
CY50925-70	n/a	71	4	5	100	2000	0.85	21.5	55.8x68.3	41.4 kg	CE
CY509106	standard										cCSAus and CE
Locator 4 PLUS											
CY50935-70	n/a	121	4	10	100	4000	0.99	21.5	55.8x95.3	53.5 kg	CE
CY509108	standard										cCSAus and CE
Locator 6 PLUS											
CY50985-70	n/a	184	6	10	100	6000	0.99	21.5	66x95.3	72.6 kg	CE
CY509109	standard										cCSAus and CE
Locator 8 PLUS											
CY50945-70	n/a	121	8	10	25	2000	0.6	15.2	55.8x95.3	52.2 kg	CE
CY509111	standard										cCSAus and CE

더 많은 시료를 보관하고 싶으신가요?



QR코드를 통해 자동 LN₂ 주입이 가능한 장치부터 90,000개 이상의 시료까지 보관한 대용량 LN₂ 보관 장치까지 다양한 제품을 확인해 보실 수 있습니다.



Cryo Plus (7401, 7403, 7405, 7407)

- 자동 LN₂ 주입 가능
- 최대 39,000개까지 시료 보관 가능



Cryo Extra (CE8120, CE8140, CE8180, CE8194)

- 자동 LN₂ 주입 가능
- 최대 93,000개까지 시료 보관 가능